

Confidential

* 薬機法外の表現を含みます

* 持ち出し禁止

Brighte

ELEKIBRUSH

商 品 説 明 資 料

01. EMS

EMS (Electrical Muscle Stimulation)

「筋肉に電気刺激を与えて活性化を促すもの」

EMS美容機器とは、微弱な電流によって筋肉を刺激し、顔・頭皮など、筋肉トレーニングができる美顔器

【期待できる効果】

たるみ改善 筋肉が引き締まり、シャープな輪郭を取り戻す

**シワ改善/
ほうれい線の緩和** 電気刺激で肌の真皮層に働きかけることでコラーゲンが生成シワやほうれい線を目立たなくし若々しい印象に。

ターンオーバーの正常化 血流が改善されることで、老廃物を効率的に排出でき、肌の新陳代謝もアップ

**小顔/
リフトアップ効果** 日常生活を送るだけでは鍛えられない深層の筋肉にまで電気刺激を与えられるため、効率よく顔の筋肉を鍛えることが出来ます。

【EMSが取り入れられている美容機器】

痩身エステサロンのマシン/痩身・トレーニング機器/痩身・トレーニング機器/美顔器

※EMSにも低周波・中周波・高周波など色々種類があり、全て同じ物ではありません※

02. RF

RF/ラジオ波 (radio frequency)

「高周波電流」「深い深部まで温める」

皮膚の奥にある脂肪まで届くジュール熱で全体を活性化させ熱を生み出す、美容クリニックやエステでも人気の技術

【期待できる効果】

むくみ改善 肌の内側から温めることでむくみの解消に

脂肪燃焼 熱効果により身体の深部から温め、脂肪を燃焼させやすくする効果があります。

ターンオーバーの正常化 電気刺激で肌の奥まで温め、血行改善。

**シワ改善/
ほうれい線の緩和** 温熱効果により、肌の真皮層に働きかけることでコラーゲンが生成

トーンアップ効果 血の巡りが良くなることによって、老廃物が溜まりにくくなり、肌のトーンアップに。

【RFが取り入れられている美容機器】

痩身エステサロンのマシン/美顔器

※RFの使用頻度について※

ラジオ波による施術は、お肌に温熱効果を与え、しばらく持続します。

毎日使用すると、あまり効果が実感できず、かえってお肌に負担がかかってしまう恐れがあります。


ELEKI BRUSH (0.5MHz～1.5MHzで変動※非公開※) は毎日使用しても影響がないRF出力数です。

03. LED

LED (Light Emitting Diode)

「発光ダイオードと呼ばれる半導体」

光照射エステのLED版。LEDの光には肌に有害な紫外線を含まないことから肌にダメージを与えることなく細胞の働きを活性化します。



【赤色LED】

赤色LEDは、一般的に波長が620ナノメートル (nm) から750 nmの範囲に位置する波長域の可視光

【期待できる効果】

血行促進 シミ(メラニンの抑制) ニキビ跡やクマの緩和
肌の赤み改善 コラーゲン生成 シワ改善 肌弾力UP

【青色LED】

青色LEDは、一般的に波長が430ナノメートル (nm) から460nmの範囲に位置する波長域の可視光

【期待できる効果】

ニキビ改善(アクネ菌を殺菌) 毛穴の引き締め
皮脂の分泌を抑える 抗炎症


04. その他

ATP (アデノシン三リン酸)

「筋肉の収縮や美肌細胞を活性化させるために必要な、エネルギー源」

私たちの身体の細胞には「ミトコンドリア」呼ばれる小器官があります。ミトコンドリアの代表的な働きは筋肉の収縮や美肌を維持するには欠かせない、エネルギーの元になるアデノシン三リン酸 (ATP) をつくることです。

脳を動かすために必要なぶどう糖に似た役割です。



エレクトロポレーション

「電気の力で細胞間に穴をあけ、深層まで通り道を作ること」

イオン導入

イオン導入は**マイナス (-)**の電流。マイナスに帯電した**美容成分をイオン化して肌に浸透**させる。

【エレクトロポレーションとイオン導入の違い】

イオン導入では、粒子が小さいビタミンC誘導体などは適しているが粒子が大きいヒアルロン酸やコラーゲンはイオン導入に不向き。

エレクトロポレーションは一時的に皮膚に穴をあけるため、併用することイオン導入単体よりも20倍効果があります。

イオン導出

イオン導入は**プラス (+)**の電流。マイナスに帯電した物質を引き寄せる力があり。**皮脂やホコリ、タバコの煙や排気ガスなどの汚れを吸着させて取り除きます。**

毎日使用OK

ELEKI BRUSH

ブラシ型美顔器 エレキブラシ

顔から頭皮までリフトアップ^{*1} 新体験の電気ブラシ

動作は電源と、レベル変更のみで手間いらず。アタッチメントの取り替えも不要でお風呂上がりにさっと使えるお手頃感。EMSとRFと赤青LEDのパワフルな組み合わせによる想像を超える刺激で凝り固まった表情筋・頭皮・全身をほぐします。

Point 1

シンプル設計
搭載しているモードは1つ

Point 2

幅広いレベル設定
LEVEL5段階まで調整可能

Point 3

導電性シリコンブラシ

3つの機能を同時に出力

【デュアルモードEMS】

たるみを改善し圧倒的な小顔へ。
低周波+高周波の組み合わせた独自周波「Brighte technology」

【インテリジェントRF】

顔のむくみ・たるみシワを改善
人それぞれの肌質に合わせて周波が変動(0.5~1.5Mhz)

【赤青混合LED】

赤と青のLEDを同時に放射。抗炎症+肌弾力UP
2列に並んだ16個のLEDが赤と青の光を同時に放射

^{*1}:引き上げるように動かすこと



推奨レベル

頭皮用

LEVEL 4 ~ 5

顔・身体用

LEVEL 1 ~ 3

RFやEMSは肌への反応に個人差があります。
初めてご使用の際はレベル1からスタートし、
肌の敏感さに合わせて適したレベルに調整
してご使用ください。



全身のトータルケアが可能



アレルギー対応(電極ヘッド)
ニッケルフリーのチタンメッキ加工

IPX6(完全防水)

※お風呂での使用OK※

定価45,272円(税込49,800円)

型番	BRT-FS145
本体サイズ	H180×W47× D35mm
本体質量	169g
定格電源	5V/1A
消費電力	最大5W
充電時間	約3時間
付属品	本体、充電用USBケーブル、取扱説明書

赤青混合LED

16個の二列LEDが赤と青の光を同時に放射

赤LED8個 青LED8個
交互に並んでいます。

赤色LED

【期待できる効果】

血行促進
シミ(メラニンの抑制)
ニキビ跡やクマの緩和/肌の赤み改善
コラーゲン生成
シワ改善
肌弾力UP

青色LED

【期待できる効果】


ニキビ改善(アクネ菌を殺菌)
毛穴の引き締め
皮脂の分泌を抑える
抗炎症



デュアルモードEMS

- ・低周波+高周波の組み合わせた独自周波
「Brighte technology」を搭載
心地よい体感と刺激性、両方の強さを実現。

※EMSの周波は多ければ良いわけではなく、
その機械と刺激の表現によって最適な周波を
組み合わせています。



【期待できる効果】


たるみ改善

シワ改善/ほうれい線の緩和

ターンオーバーの正常化

小顔/リフトアップ効果

※※EMSの説明と同様となります。※※



インテリジェントRF

- ・部位ごとに適したRFの温度を自動で調整(0.5~1.5Mhz)
温感が均一に行き渡ることによって血行を促進。
むくみ・たるみを改善します。

【期待できる効果】

むくみ、たるみ改善


脂肪燃焼

ターンオーバーの正常化


シワ改善/ほうれい線の緩和

トーンアップ効果


※※RFの説明と同様となります。※※



Before



After



1台10役 さまざまな用途に対応

トーンアップ

リフトアップ

エイジングケア

ボディケア

シワ改善

頭皮ケア


リフトアップ

表情筋トレーニング

むくみ改善

ニキビ予防

顔のたるみは頭皮から。顔と頭は同じ1枚の皮膚で繋がっています。



前頭筋

目尻のシワの原因に。

側頭筋

顔全体が下がりやすくもたついた印象に

後頭筋

老廃物が溜まり、疲れやすくなる

顔から頭皮の皮膚は1枚で繋がっています。



だからこそ、頭筋に働きかけるケアも重要です。

ELEKI BRUSHに搭載された38本の電極ブラシが全身にフィットし、まるでサロン帰りのような未知の体験へ導きます。


美顔器の効果を最大限引き上げるために生まれた専用化粧品

イオン導入には分子量が小さく電気通しやすい水溶成分が最適！

電気との相性の良い「プラチナナノコロイド」を配合



イオン導入時に肌へしっかり浸透させる美容保湿成分もふんだんに配合



2つの水溶性ビタミンC誘導体




NMN



ツボクサ



コラーゲン



ヒアルロン酸



トレハロース

ELEKI LOTION

定価3,600円(税込3,960円)

120ml

ELEKI BRUSH専用

Q.整形内容によっては使用可能か(例：糸リフト エラボトックス)

断定する発言はさけ、施術をした医師・クリニックにご相談を促してください。

Q.メガネやコンタクトは着用したままでも問題ないか

基本的にはつけたままでも問題ありませんが出来れば外していただくよう促してください。

Q.アクセサリーは金属ではなければ、着用していても問題ないか

問題ありませんが美顔器を傷つける可能性があるので、外してのご使用をお勧めしてください。

Q.アクセサリーは美顔器の使用箇所より遠い場合は着用可能か(例：使用部位→頬 アクセサリー着用箇所→首)

基本的には外していただくよう促してください。(タッチアップ時はつけたままで誘導で問題ありません。)

Q.お風呂場での使用は可能か

BRUSHは完全防水のためOKです。

Q.自社の強みについて

圧倒的にパワーがある点。他社だと定価20万の美顔器に搭載されているパワー以上のものが4,5万円でお買い求めいただけることです。

Q.頭皮への刺激を感じられません

電気は水分を通して通電するため、しっかり濡れた状態にしてからブラシを当ててください。

注意事項

- ・口頭での説明を想定した社外秘資料です。
- ・本資料からの転用、販促物の制作/PR/広告表現/SNSへの投稿等はお控えください

使い方動画公開中！





<https://brighte.jp>

Aiロボティクス株式会社  0120-071-210

ご購入前に、商品パッケージ・カタログ・公式サイトなどで「安全に関するご注意」をご確認ください。